

ФИЗИОТЕРАПИЯ

Криотерапия общая инновационная методика естественного омоложения организма	до 3 мин.	2 300
Ингаляционная водородотерапия Ингаляции с атомарным водородом укрепляют иммунитет, сокращают воспалительные процессы, активируют метаболизм, замедляют процессы старения	30 мин.	2 400
Водородотерапия для глаз Инновационные очки снимают синдром «сухого глаза», устраняют напряжение после работы за монитором или вождения автомобиля, уменьшают темные круги, а также улучшают микроциркуляцию крови и стимуляцию выработки коллагена	30 мин.	2 500
Нейросон (электросон) восстановление эмоционального и психического баланса, аппарат Магنون-2-ДКС	30 мин.	1 500
Прессотерапия (лимфодренаж) BTL-6000 (Великобритания) / Lympha Press Optimal (Израиль) Аппаратный массаж, метод № 1 в избавлении от отеков ног. Укрепляет стенки сосудов, эффективен при лечении целлюлита, способствует снижению массы тела.	30 мин.	2 500
Хивамат-терапия (электростатический массаж) Hivamat (Германия) Новая методика физиотерапевтического лечения. Проведение электростатического массажа направлено на достижение следующих результатов: обезболивающий эффект, уменьшение отеков, улучшение работы сосудов и проницаемости тканей, активация иммунного ответа.	15-20 мин.	2 500
Технология СКЭНАР (Россия) электронейростимулятор нового поколения Высокая эффективность при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, реабилитация после травм; уменьшение болей и отеков, улучшение работы сосудов и проницаемости тканей, активация иммунного ответа.		
Электростимуляция мышц, СКЭНАР	30 мин.	1 500
Электростимуляция мышц, массаж перчатками, СКЭНАР	30 мин.	4 000
Магнитотерапия	20-60 мин.	2 000
Электротерапия	5-15 мин.	1 000
Лазеротерапия	10 мин.	1 500
Ультразвук	5-10 мин.	1 500
Ударно-волновая терапия (одна зона)	7-15 мин.	2 500
Цветотерапия светом Биоптрон уникальное сочетание света и цвета для пробуждения ощущений (нормализация эмоционального статуса), в косметологии - оздоравливающее воздействие на кожу.	5-15 мин.	900
Ингаляция с лекарственными веществами и минеральной водой	20 мин.	700
Небулайзерное введение с Пульмикортом, 2мл (0,25мг/мл)	15 мин.	850
Небулайзерное введение с Беродуалом, 1мл	15 мин.	780
Спелеотерапия (соляная комната)	30 мин.	800